

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 09.03.2024

Versionsnummer 3 (erstatter version 2)

Revision: 07.02.2024

**PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden****\*1.1 Produktidentifikator****\*Handelsnavn: S200 KINEMATIC VISCOSITY, DYNAMIC VISCOSITY AND DENSITY STANDARD TO 100°C****\*Artikelnummer: REVISC-S200****\*CAS-nummer:**

68037-01-4

**\*UFI: QA03-10P1-M00G-VPUS****\*1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes**  
Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.**\*Stoffets / præparates anvendelse** Laboratoriekemikalier**\*1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet****\*Producent/leverandør**

Reagecon Diagnostics Ltd.

Shannon Free Zone,

Shannon,

Co. Clare,

Ireland.

Tel +353 61 472622

Fax +353 61 472642

**\*For yderligere information: sds@reagecon.ie****\*1.4 Nødtelefon:**

National Poisons Information Centre: +353 (1) 809 2166 (8.00 til 22.00 7 dage om ugen)

Sundhedspersonale: +353 (1) 809 2566 (24 timers service)

For hændelse med farlige materialer [eller farligt gods]

Spild, lækage, brand, eksponering eller ulykke

Ring til CHEMTREC

For Irland ring +(353)-19014670

For uden for Irland ring +1 703-741-5970 / 1-800-424-9300 CCN849800

**PUNKT 2: Fareidentifikation****\*2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen****\*Klassificering i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Aquatic Chronic 4 H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

**\*2.2 Mærkningselementer****\*Mærkning i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008**

Denne substans er klassificeret og mærket iht. CLP-forordningen.

**\*Farepiktogrammer** Ikke relevant**\*Signalord** Ikke relevant**\*Faresætninger**

H413 Kan forårsage langvarige skadelige virkninger for vandlevende organismer.

**\*Sikkerhedssætninger**

P273 Undgå udledning til miljøet.

P501 Bortskaffelse af indholdet/holderen i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.

**\*2.3 Andre farer****\*Resultater af PBT- og vPvB-vurdering****\*PBT:** Ikke relevant.**\*vPvB:** Ikke relevant.

DK

(Fortsættes på side 2)

# Sikkerhedsdatablad

## ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 09.03.2024

Versionsnummer 3 (erstatter version 2)

Revision: 07.02.2024

**Handelsnavn: S200 KINEMATIC VISCOSITY, DYNAMIC VISCOSITY AND DENSITY STANDARD TO 100°C**

(Fortsat fra side 1)

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

**\*3.1 Stoffer****\*CAS-nr. betegnelse**

CAS: 68037-01-4 1-Decene, homopolymer, hydrogenated

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

**\*4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger****\*Efter indånding:** Tilførsel af frisk luft, i tilfælde af symptomer skal der søges læge.**\*Efter hudkontakt:** Almindeligvis virker produktet ikke irriterende på huden.**\*Efter øjenkontakt:** Skyl øjnene med åbent øjenlåg i flere minutter under rindende vand.**\*Efter indtagelse:** Søg læge, hvis problemerne er vedvarende.**\*4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**\*4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 5: Brandbekæmpelse

**\*5.1 Slukningsmidler****\*Egnede slukningsmidler:** Tilpas foranstaltningerne til brandbekæmpelse efter omgivelserne.**\*5.2 Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

**\*5.3 Anvisninger for brandmandskab****\*Særlige værnemidler:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

### PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

**\*6.1 Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Bær beskyttelsesudstyr. Hold ubeskyttede personer borte.

**\*6.2 Miljøbeskyttelsesforanstaltninger:**

I tilfælde af indtrængen i vandløb eller kloaksystem skal de pågældende myndigheder underrettes.

Må ikke udledes i kloaksystemet/overfladevand/grundvand.

**\*6.3 Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning:**

Opsamles med væskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, savsmuld).

**\*6.4 Henvisning til andre punkter**

Information om sikker håndtering se kapitel 7.

Informationer vedrørende personlige værnemidler se kapitel 8.

Informationer om bortskaffelse se kapitel 13.

### PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

**\*7.1 Forholdsregler for sikker håndtering**

Hold beholderen tætsluttende lukket.

Ved sagkyndig anvendelse er ingen specielle forholdsregler nødvendige.

**\*Anvisninger vedrørende brand- og eksplosionsbeskyttelse:** Der kræves ingen særlige forholdsregler.

(Fortsættes på side 3)

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 09.03.2024

Versionsnummer 3 (erstatter version 2)

Revision: 07.02.2024

**Handelsnavn: S200 KINEMATIC VISCOSITY, DYNAMIC VISCOSITY AND DENSITY STANDARD TO 100°C**

(Fortsat fra side 2)

**\*7.2 Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

**\*Opbevaring:**

\***Krav til opbevaringsrum og beholdere:** Ingen særlige krav.

\***Henvisninger vedrørende opbevaring med andre stoffer:** Ikke påkrævet.

\***Yderligere oplysninger vedrørende opbevaringsbetingelserne:** Ingen.

\***7.3 Særlige anvendelser** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

### PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

**\*8.1 Kontrolparametre**

\***Indholdsstoffer med arbejdspladsrelaterede grænseværdier, der skal overvåges:** Ikke relevant.

\***Yderligere anvisninger:** Baseret på de lister, der var gældende på tidspunktet for udarbejdelsen.

**\*8.2 Eksponeringskontrol**

\***Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol** Ingen yderligere oplysninger, se punkt 7.

\***Individuelle beskyttelsesforanstaltninger som f.eks. personlige værnemidler**

\***Generelle forholdsregler vedrørende beskyttelse og hygiejne:**

Vask hænder inden der holdes pause og ved arbejdsophør.

\***Åndedrætsværn**

Ikke påkrævet.

Åndedrætsværn anbefales.

\***Beskyttelse af hænder**

Handskematerialet skal være uigennemtrængeligt og kunne tåle produktet/stoffet/præparatet.

Ved valg af handskematerialet skal der tages højde for gennemtrængningstider, permeabilitetstal og nedbrydning.

\***Handskemateriale:**

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden.

Valg af en egnet handske afhænger ikke blot af materialet, men også af yderligere kvalitetskriterier og er forskelligt fra den ene fabrikant til den anden. Da produktet er et præparat af flere forskellige stoffer, kan handskematerialernes bestandighed ikke beregnes på forhånd og skal derfor efterprøves inden brugen.

\***Handskematerialets gennemtrængningstid**

Hos handskefabrikanten skal man forespørge om den nøjagtige gennemtrængningstid og overholde denne.

\***Beskyttelse af øjne/ansigt**



Ved omfyldning anbefales det at bære beskyttelsesbriller.

### PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

**\*9.1 Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber**

\***Generelle oplysninger**

\***Fysisk form**

Flydende

\***Farve:**

Farveløs

\***Lugt:**

Karakteristisk

\***Lugttærskel:**

Ikke bestemt.

\***Smeltepunkt/frysepunkt:**

Ikke bestemt.

\***Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval**

133 °C

\***Antændelighed**

Ikke relevant.

(Fortsættes på side 4)

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 09.03.2024

Versionsnummer 3 (erstatter version 2)

Revision: 07.02.2024

**Handelsnavn: S200 KINEMATIC VISCOSITY, DYNAMIC VISCOSITY AND DENSITY STANDARD TO 100°C**

(Fortsat fra side 3)

<b>*Øvre og nedre eksplosionsgrænse</b>	
<b>*Nedre:</b>	Ikke bestemt.
<b>*Øvre:</b>	Ikke bestemt.
<b>*Flammepunkt:</b>	264 °C
<b>*Nedbrydningsstemperatur</b>	Ikke bestemt.
<b>*pH</b>	Ikke bestemt.
<b>*Viskositet:</b>	
<b>*Kinematisk viskositet</b>	Ikke bestemt.
<b>*dynamisk:</b>	Ikke bestemt.
<b>*Opløselighed</b>	
<b>*vand:</b>	Ikke eller kun lidt blandbar.
<b>*Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi)</b>	Ikke bestemt.
<b>*Damptryk ved 20 °C:</b>	<0,000001 hPa
<b>*Massefylde og/eller relativ massefylde</b>	
<b>*Densitet ved 20 °C:</b>	0,83 g/cm <sup>3</sup>
<b>*Relativ massefylde:</b>	Ikke bestemt.
<b>*Dampmassefylde:</b>	Ikke bestemt.

<b>*9.2 Andre oplysninger</b>	
<b>*Udseende:</b>	
<b>*Form:</b>	Flydende
<b>*Vigtige angivelser vedrørende helbreds- og miljøbeskyttelse samt vedrørende sikkerhed</b>	
<b>*Antændelsepunkt:</b>	Ikke bestemt.
<b>*Eksplorative egenskaber:</b>	Produktet er ikke eksplosivt.
<b>*Tilstandsændring</b>	
<b>*Fordampningshastighed</b>	Ikke bestemt.

<b>*Oplysninger vedrørende fysiske fareklasser</b>	
<b>*Eksplсивstoffer</b>	Ikke relevant
<b>*Brandfarlige gasser</b>	Ikke relevant
<b>*Aerosoler</b>	Ikke relevant
<b>*Brandnærende gasser</b>	Ikke relevant
<b>*Gasser under tryk</b>	Ikke relevant
<b>*Brandfarlige væsker</b>	Ikke relevant
<b>*Brandfarlige faste stoffer</b>	Ikke relevant
<b>*Selvreaktive stoffer og blandinger</b>	Ikke relevant
<b>*Pyrofore væsker</b>	Ikke relevant
<b>*Pyrofore faste stoffer</b>	Ikke relevant
<b>*Selvopvarmende stoffer og blandinger</b>	Ikke relevant
<b>*Stoffer og blandinger, som ved kontakt med vand udleder brandfarlige gasser</b>	Ikke relevant
<b>*Brandnærende væsker</b>	Ikke relevant
<b>*Brandnærende faste stoffer</b>	Ikke relevant
<b>*Organiske peroxider</b>	Ikke relevant
<b>*Metalætsende</b>	Ikke relevant
<b>*Desensibiliserede eksplosivstoffer</b>	Ikke relevant

### PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

**\*10.1 Reaktivitet** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.

(Fortsættes på side 5)

DK

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 09.03.2024

Versionsnummer 3 (erstatter version 2)

Revision: 07.02.2024

**Handelsnavn: S200 KINEMATIC VISCOSITY, DYNAMIC VISCOSITY AND DENSITY STANDARD TO 100°C**

(Fortsat fra side 4)

- \*10.2 **Kemisk stabilitet**
- \***Termisk nedbrydning/forhold, der bør undgås** Ingen nedbrydning ved formålsbestemt brug.
- \*10.3 **Risiko for farlige reaktioner** Der er ikke kendskab til nogen farlige reaktioner.
- \*10.4 **Forhold, der skal undgås** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- \*10.5 **Materialer, der skal undgås:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- \*10.6 **Farlige nedbrydningsprodukter:** Der er ikke kendskab til nogen farlige nedbrydningsprodukter.

### PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

- \*11.1 **Oplysninger om fareklasser som defineret i forordning (EF) nr. 1272/2008**
- \***Akut toksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- \***Hudætsning/-irritation**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- \***Alvorlig øjenskade/øjenirritation**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- \***Respiratorisk sensibilisering eller hudsensibilisering**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- \***Kimcellemutagenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- \***Carcinogenicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- \***Reproduktionstoksicitet**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- \***Enkel STOT-eksponering**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- \***Gentagne STOT-eksponeringer**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- \***Aspirationsfare**  
Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.
- \*11.2 **Oplysninger om andre farer**

- \***Hormonforstyrrende egenskaber**

Stoffet er ikke optaget i listen.

### PUNKT 12: Miljøoplysninger

- \*12.1 **Toksicitet**
- \***Toksicitet i vand:** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- \*12.2 **Persistens og nedbrydelighed** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- \*12.3 **Bioakkumuleringspotentiale** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- \*12.4 **Mobilitet i jord** Der står ingen yderligere, relevante informationer til rådighed.
- \*12.5 **Resultater af PBT- og vPvB-vurdering**
- \***PBT:** Ikke relevant.
- \***vPvB:** Ikke relevant.
- \*12.6 **Hormonforstyrrende egenskaber** Produktet indeholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.
- \*12.7 **Andre negative virkninger**
- \***Yderligere økologiske oplysninger:**
- \***Generelle anvisninger:**  
Fareklasse for vand 1 (klassificering ifølge listen): svagt vandforurenende

(Fortsættes på side 6)

## Sikkerhedsdatablad ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31

Trykdato: 09.03.2024

Versionsnummer 3 (erstatter version 2)

Revision: 07.02.2024

**Handelsnavn: S200 KINEMATIC VISCOSITY, DYNAMIC VISCOSITY AND DENSITY STANDARD TO 100°C**

(Fortsat fra side 5)

Må ikke udledes i grundvandet, vandløb eller kloaksystemet ufortyndet eller i større mængder.

### PUNKT 13: Bortskaffelse

**\*13.1 Metoder til affaldsbehandling**

**\*Anbefaling:** Må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Må ikke udledes i kloaksystemet.

**\*Europæisk affaldskatalog**

HP14	Økotoksisk
------	------------

**\*Urensede emballager:**

**\*Anbefaling:** Bortskaffes i overensstemmelse med myndighedernes forskrifter.

### PUNKT 14: Transportoplysninger

**\*14.1 UN-nummer eller ID-nummer**

**\*ADR, IMDG, IATA** Ikke relevant

**\*14.2 UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)**

**\*ADR, IMDG, IATA** Ikke relevant

**\*14.3 Transportfareklasse(r)**

**\*ADR, IMDG, IATA**

**\*klasse** Ikke relevant

**\*14.4 Emballagegruppe**

**\*ADR, IMDG, IATA** Ikke relevant

**\*14.5 Miljøfarer:**

**\*Marine pollutant:** Nej

**\*14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren** Ikke relevant.

**\*14.7 Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter** Ikke relevant.

**\*Transport/yderligere oplysninger:** Ikke farligt stof ifølge ovennævnte forordninger.

**\*UN "Model Regulation":** Ikke relevant

### PUNKT 15: Oplysninger om regulering

**\*15.1 Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø**

**\*Direktiv 2012/18/EU**

**\*Navngivne farlige stoffer - BILAG I** Stoffet er ikke optaget i listen.

**\*Forordning (EF) nr. 1907/2006 BILAG XVII** Begrænsninger: 3

**\*Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr - Bilag II**

Stoffet er ikke optaget i listen.

(Fortsættes på side 7)

**Sikkerhedsdatablad**  
**ifølge 1907/2006/EF, Artikel 31**

Trykdato: 09.03.2024

Versionsnummer 3 (erstatter version 2)

Revision: 07.02.2024

**Handelsnavn: S200 KINEMATIC VISCOSITY, DYNAMIC VISCOSITY AND DENSITY STANDARD TO 100°C**

(Fortsat fra side 6)

**\*FORORDNING (EU) 2019/1148****\*Bilag I - UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER UNDERLAGT BEGRÆNSNINGER (Øvre grænseværdi med henblik på licens i henhold til artikel 5, stk. 3)**

Stoffet er ikke optaget i listen.

**\*Bilag II - INDBERETNINGSPLIGTIGE UDANGSSTOFFER TIL EKSPLOSIVSTOFFER**

Stoffet er ikke optaget i listen.

**\*Forordning (EF) nr. 273/2004 om narkotikaprækursorer**

Stoffet er ikke optaget i listen.

**\*Forordning (EF) Nr. 111/2005 om regler for overvågning af handel med narkotikaprækursorer mellem Fællesskabet og tredjelande**

Stoffet er ikke optaget i listen.

**\*Nationale forskrifter:****\*Fareklasse for vand: WGK 1 (klassificering ifølge listen):** svagt vandforurenende.**\*15.2 Kemikaliesikkerhedsvurdering:** Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering.**PUNKT 16: Andre oplysninger**

Alle ovenstående angivelser er baseret på vores aktuelle viden, udgør dog ikke nogen tilsikring af produktgenskaber og stifter heller ikke noget kontraktligt retsforhold.

**\*Datablad udstedt af:** Health and Safety**\*Kontaktperson:** sds@reagecon.ie**\*Udgavenummer for forrigeudgave 2****\*Forkortelser og akronymer:**

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Aquatic Chronic 4: Farlig for vandmiljøet - langtidsfare for vandmiljøet – Kategori 4