

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας  
σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.03.2024

Αριθμός έκδοσης 15

Αναθεώρηση: 09.03.2024

**ΤΜΗΜΑ 1: Προσδιορισμός ουσίας/μείγματος και εταιρείας/επιχείρησης**

\*1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος

\*Όνομασία του προϊόντος στο εμπόριο: SULPHURIC ACID 0.02N (0.01M)  
Analytical Volumetric Solution

\*Αριθμός προϊόντος: SU20011

\*UFI: KCG4-A0MT-S00R-EP6C

\*1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνύμενες χρήσεις  
Δεν υπάρχουν άλλες διαθέσιμες σχετικές πληροφορίες.

\*Χρήση του υλικού / του μείγματος Χημικά εργαστηρίου

\*1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

\*Παραγωγός/προμηθευτής:

Reagecon Diagnostics Ltd.

Shannon Free Zone,

Shannon,

Co. Clare,

Ireland.

Tel +353 61 472622

Fax +353 61 472642

\*Παροχή πληροφοριών: [sds@reagecon.ie](mailto:sds@reagecon.ie)

\*1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης:

National Poisons Information Centre: +353 (1) 809 2166 (8.00 a.m. to 10.00 p.m. 7 days a week)

Healthcare Professionals: +353 (1) 809 2566 (24 hour service)

For Hazardous Materials [or Dangerous Goods] Incident

Spill, Leak, Fire, Exposure, or Accident

Call CHEMTREC

For Ireland call +(353)-19014670

For Outside Ireland call +1 703-741-5970 / 1-800-424-9300 CCN849800

**ΤΜΗΜΑ 2: Προσδιορισμός επικινδυνότητας**

\*2.1 Ταξινόμηση της ουσίας ή του μείγματος

\*Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008

Το προϊόν δεν ταξινομείται, σύμφωνα με τον κανονισμό CLP.

\*2.2 Στοιχεία ετικέτας

\*Επισήμανση σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 εκπίπτει

\*Εικονογράμματα κινδύνου εκπίπτει

\*Προειδοποιητική λέξη εκπίπτει

\*Δηλώσεις επικινδυνότητας εκπίπτει

\*Συμπληρωματικές πληροφορίες:

Το προϊόν περιέχει: Δηλώσεσ προδρομεσ ουσιεσ εκρηκτικων υλων. Διάθεση, εισαγωγή, κατοχή και χρήση σύμφωνα με το κανονισμοσ (ΕΕ) 2019/1148, άρθρο 9.

\*2.3 Άλλοι κίνδυνοι

\*Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB

\*ABT: Μη χρησιμοποιήσιμο

\*ΑΑαB: Μη χρησιμοποιήσιμο

**ΤΜΗΜΑ 3: Σύνθεση/πληροφορίες για τα συστατικά**

\*3.2 Μείγματα

\*Περιγραφή: Μείγμα αποτελούμενο από τα ακολούθως αναφερόμενα στοιχεία. με ακίνδυνες αναμείξεις.

(συνέχεια στη σελίδα 2)

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας**  
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.03.2024

Αριθμός έκδοσης 15

Αναθεώρηση: 09.03.2024

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: SULPHURIC ACID 0.02N (0.01M)**  
**Analytical Volumetric Solution**

(συνέχεια από τη σελίδα 1)

**\*Επικίνδυνα συστατικά:** εκπίπτει

**\*Συμπληρωματικές υποδείξεις:**

Για την εξήγηση των αναφερόμενων υποδείξεων κινδύνου θα πρέπει να ανατρέξετε στο Κεφάλαιο 16.

#### **ΤΜΗΜΑ 4: Μέτρα πρώτων βοηθειών**

**\*4.1 Περιγραφή μέτρων πρώτων βοηθειών**

**\*Μετά από εισπνοή:** Απαραίτητος ο καθαρός αέρας, σε περίπτωση ενοχλήσεων καλέστε γιατρό.

**\*Μετά από επαφή με το δέρμα:** Γενικά το προϊόν δεν ερεθίζει το δέρμα

**\*μετά από επαφή με τα μάτια:**

Να πλύνετε τα μάτια με ανοιχτά τα βλέφαρα κάτω από τρεχούμενο νερό για αρκετή ώρα.

**\*μετά από κατάποση:** Εάν διαρκούν οι ενοχλήσεις συμβουλευτείτε γιατρό.

**\*4.2 Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις, άμεσες ή μεταγενέστερες**

Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

**\*4.3 Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας**

Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

#### **ΤΜΗΜΑ 5: Μέτρα για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς**

**\*5.1 Πυροσβεστικά μέσα**

**\*Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα.** Τα μέτρα κατασβέσεως της φωτιάς εναρμονίζονται με τα περιεχόμενα.

**\*5.2 Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα** Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

**\*5.3 Συστάσεις για τους πυροσβέστες**

**\*Ειδικός προστατευτικός εξοπλισμός:** Δεν απαιτούνται ιδιαίτερα μέτρα.

#### **ΤΜΗΜΑ 6: Μέτρα σε περίπτωση ακούσιας έκλυσης**

**\*6.1 Προσωπικές προφυλάξεις, προστατευτικός εξοπλισμός και διαδικασίες έκτακτης ανάγκης**

Χρησιμοποιείστε προστατευτικό εξοπλισμό. Απομακρύνετε τα απροστάτευτα πρόσωπα.

**\*6.2 Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:**

Αραιώνεται με πολύ νερό.

Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση και επιφάνειες υδάτων. Δεν πρέπει να διεισδύσει στα γήινα νερά.

**\*6.3 Μέθοδοι και υλικά για περιορισμό και καθαρισμό:**

Συλλέγεται με συνδετικά υλικά υγρών. (άμμο, εναποθέσεις πυρολίθου, συνδετικά οξέων, συνδετικά γενικών, πριονόσκονη).

**\*6.4 Παραπομπή σε άλλα τμήματα**

Δεν απελευθερώνεται καμία επικίνδυνη ουσία.

Πληροφορίες για τον σίγουρο χειρισμό βλέπε κεφάλαιο 7.

Πληροφορίες για τον ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό βρείτε στο κεφάλαιο 8.

Πληροφορίες για την εναποθέτηση βλέπε κεφάλαιο 13.

#### **ΤΜΗΜΑ 7: Χειρισμός και αποθήκευση**

**\*7.1 Προφυλάξεις για ασφαλή χειρισμό**

Να διατηρείτε το δοχείο καλά κλεισμένο.

Με σωστή χρήση δεν απαιτείται λήψη ειδικών μέτρων.

**\*Οδηγίες για τον τρόπο προστασίας κατά της πυρκαϊάς και έκρηξης:** Δεν απαιτείται λήψη ειδικών μέτρων.

(συνέχεια στη σελίδα 3)

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας**  
σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.03.2024

Αριθμός έκδοσης 15

Αναθεώρηση: 09.03.2024

**Όνομασία του προϊόντος στο εμπόριο: SULPHURIC ACID 0.02N (0.01M)**  
**Analytical Volumetric Solution**

(συνέχεια από τη σελίδα 2)

- \*7.2 Συνθήκες ασφαλούς φύλαξης, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ασυμβατοτήτων
- \*Αποθήκευση:
- \*Απαιτήσεις για τους χώρους αποθήκευσης και τους περιέκτες Καμία ειδική αξίωση.
- \*Υποδείξεις συναποθήκευσης: δεν απαιτείται
- \*Περαιτέρω δηλώσεις για τους όρους αποθήκευσης: καμία
- \*7.3 Ειδική τελική χρήση ή χρήσεις Δεν είναι διαθέσιμες άλλες σχετικές πληροφορίες.

### ΤΜΗΜΑ 8: Έλεγχος της έκθεσης/ατομική προστασία

- \*8.1 Παράμετροι ελέγχου
- \*Συστατικά στοιχεία με οροθετικές τιμές αφορούσες τον τόπο εργασίας και που οφείλουν να επιτηρούνται:  
Το προϊόν δεν περιέχει σημαντικές ποσότητες ουσιών που αφορούν την εργασία και που τα όρια αυτών θα έπρεπε να ελέγχονται.
- \*Συμπληρωματικές υποδείξεις:  
Σαν βάση χρησιμοποιήθηκαν οι ισχύοντες κατάλογοι που ίσχυαν κατά την παραγωγή.
- \*8.2 Έλεγχοι έκθεσης
- \*Κατάλληλοι μηχανικοί έλεγχοι Καμία άλλη σύσταση, βλέπε κεφάλαιο 7.
- \*Μέτρα ατομικής προστασίας, όπως ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός
- \*Γενικά μέτρα προστασίας και υγιεινής: Να πλένετε τα χέρια προ του διαλείμματος και στο τέλος της εργασίας.
- \*Προστασία των αναπνευστικών οδών  
Δεν είναι απαραίτητο  
Συνίσταται η χρήση προστατευτικής μάσκας.
- \*Προστασία των χεριών  
Το υλικό των γαντιών θα πρέπει να είναι μη διαπερατό και ανθεκτικό έναντι του προϊόντος / του υλικού / του παρασκευάσματος.  
Επιλέξτε το υλικό του γαντιού λαμβάνοντας υπ' όψη τους χρόνους διέλευσης, το βαθμό διαπερατότητας και την υποβάθμιση.
- \*Υλικό γαντιών  
Η επιλογή του κατάλληλου γαντιού δεν εξαρτάται μόνον από το υλικό, αλλά και τα επιπλέον χαρακτηριστικά ποιότητας, τα οποία διαφέρουν ανάλογα με τον κατασκευαστή. Επειδή το προϊόν είναι στην ουσία ένα παρασκεύασμα που αποτελείται από περισσότερα συστατικά δεν μπορεί να εξακριβωθεί η ανθεκτικότητα του υλικού κατασκευής των γαντιών και θα πρέπει να ελεγχθούν πριν από τη χρήση.  
Καουτσούκ Nitril
- \*Χρόνος διείσδυσης του υλικού γαντιών  
Ο ακριβής χρόνος διέλευσης ανακοινώνεται από τον κατασκευαστή των προστατευτικών γαντιών και θα πρέπει να τηρείται πάντοτε.
- \*Προστασία των ματιών / του προσώπου



Για τις μεταγίσεις συνιστάται να βάζετε προστατευτικά γυαλιά.

### ΤΜΗΜΑ 9: Φυσικές και χημικές ιδιότητες

- \*9.1 Στοιχεία για τις βασικές φυσικές και χημικές ιδιότητες
- \*Γενικές πληροφορίες
- \*Φυσική κατάσταση ρευστό
- \*Χρώμα: άχρωμο

(συνέχεια στη σελίδα 4)

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας**  
σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.03.2024

Αριθμός έκδοσης 15

Αναθεώρηση: 09.03.2024

**Όνομασία του προϊόντος στο εμπόριο: SULPHURIC ACID 0.02N (0.01M)**  
**Analytical Volumetric Solution**

(συνέχεια από τη σελίδα 3)

* <b>Οσμή:</b>	χαρακτηριστική
* <b>Όριο οσμής:</b>	Μη καθορισμένο.
* <b>Σημείο τήξεως/σημείο πήξεως:</b>	0 °C
* <b>Σημείο ζέσεως ή αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως</b>	100 °C
* <b>Ευφλεκτότητα</b>	Μη χρησιμοποιήσιμο
* <b>Ανώτατο και κατώτατο όριο εκρηξιμότητας</b>	
* <b>κατώτερα:</b>	Μη καθορισμένο.
* <b>ανώτερα:</b>	Μη καθορισμένο.
* <b>Σημείο ανάφλεξης:</b>	Μη χρησιμοποιήσιμο
* <b>Θερμοκρασία αποσύνθεσης:</b>	Μη καθορισμένο.
* <b>pH</b>	Μη καθορισμένο.
* <b>Ιζώδες:</b>	
* <b>Κινηματικό ιζώδες</b>	Μη καθορισμένο.
* <b>δυναμική:</b>	Μη καθορισμένο.
* <b>Διαλυτότητα</b>	
* <b>νερό:</b>	αναμειγνύεται πλήρως
* <b>Συντελεστής κατανομής σε n-οκτανόλη/νερό (λογαριθμική τιμή)</b>	Μη καθορισμένο.
* <b>Τάση ατμών σε 20 °C</b>	23 hPa
* <b>Πυκνότητα και/ή σχετική πυκνότητα</b>	
* <b>Πυκνότητα σε 20 °C:</b>	1.00088 g/cm <sup>3</sup>
* <b>Σχετική πυκνότητα</b>	Μη καθορισμένο.
* <b>Πυκνότητα ατμών</b>	Μη καθορισμένο.

**9.2 Λοιπές πληροφορίες**

* <b>Όψη:</b>	
* <b>Μορφή:</b>	ρευστό
* <b>Σημαντικές πληροφορίες για την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος, αλλά και την ασφάλεια.</b>	
* <b>Θερμοκρασία αναφλέξεως:</b>	Το προϊόν δεν αυτοαναφλέγεται.
* <b>Εκρηκτικές ιδιότητες:</b>	Δεν υφίσταται κίνδυνος εκρήξεως του προϊόντος.
* <b>Περιεκτικότητα σε διαλύτη:</b>	
* <b>νερό:</b>	99.9 %
* <b>Περιεκτικότητα σε στερεά υλικά:</b>	0.1 %
* <b>Μεταβολή της κατάστασης.</b>	
* <b>Ρυθμός εξάτμισης</b>	Μη καθορισμένο.

**Πληροφορίες σχετικά με τις κλάσεις φυσικού κινδύνου**

* <b>Εκρηκτικά</b>	εκπίπτει
* <b>Εύφλεκτα αέρια</b>	εκπίπτει
* <b>Αερολύματα</b>	εκπίπτει
* <b>Οξειδωτικά αέρια</b>	εκπίπτει
* <b>Αέρια υπό πίεση</b>	εκπίπτει
* <b>Εύφλεκτα υγρά</b>	εκπίπτει
* <b>Εύφλεκτα στερεά</b>	εκπίπτει
* <b>Αυτενεργές ουσίες και μείγματα</b>	εκπίπτει
* <b>Πυροφορικά υγρά</b>	εκπίπτει
* <b>Πυροφορικά στερεά</b>	εκπίπτει
* <b>Αυτοθερμαινόμενες ουσίες και μείγματα</b>	εκπίπτει
* <b>Ουσίες και μείγματα που εκλύουν εύφλεκτα αέρια σε επαφή με το νερό</b>	εκπίπτει

(συνέχεια στη σελίδα 5)

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας**  
σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31

Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.03.2024

Αριθμός έκδοσης 15

Αναθεώρηση: 09.03.2024

**Όνομασία του προϊόντος στο εμπόριο: SULPHURIC ACID 0.02N (0.01M)**  
**Analytical Volumetric Solution**

(συνέχεια από τη σελίδα 4)

*Οξειδωτικά υγρά	εκπίπτει
*Οξειδωτικά στερεά	εκπίπτει
*Οργανικά υπεροξειδία	εκπίπτει
*Ουσίες και μείγματα που δρουν διαβρωτικά έναντι των μετάλλων	εκπίπτει
*Απευαισθητοποιημένα εκρηκτικά/μείγματα και προϊόντα με εκρηκτικά	εκπίπτει

### ΤΜΗΜΑ 10: Σταθερότητα και αντιδραστικότητα

- \*10.1 Αντιδραστικότητα Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- \*10.2 Χημική σταθερότητα
- \*Θερμική αποσύνθεση / Όροι που πρέπει να αποφεύγονται:  
Δεν αποσυντίθεται αν η χρησιμοποίησή του γίνεται κανονικά.
- \*10.3 Πιθανότητα επικίνδυνων αντιδράσεων Δεν είναι γνωστή καμία επικίνδυνη αντίδραση.
- \*10.4 Συνθήκες προς αποφυγή Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- \*10.5 Μη συμβατά υλικά: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- \*10.6 Επικίνδυνα προϊόντα αποσύνθεσης: Δεν είναι γνωστά επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης.

### ΤΜΗΜΑ 11: Τοξικολογικές πληροφορίες

- \*11.1 Πληροφορίες για τις τάξεις κινδύνου, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
- \*Οξεία τοξικότητα Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- \*Διάβρωση και ερεθισμός του δέρματος  
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- \*Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ερεθισμός Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- \*Εναισθητοποίηση του αναπνευστικού ή εναισθητοποίηση του δέρματος  
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- \*Μεταλλαξιγένεση γεννητικών κυττάρων  
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- \*Καρκινογένεση Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- \*Τοξικότητα στην αναπαραγωγή Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- \*Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - εφάπαξ έκθεση  
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- \*Ειδική τοξικότητα στα όργανα-στόχους (STOT) - επανειλημμένη έκθεση  
Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- \*Επικινδυνότητα αναρρόφησης Βάσει των διαθέσιμων δεδομένων, τα κριτήρια ταξινόμησης δεν πληρούνται.
- \*11.2 Πληροφορίες για άλλους τύπους επικινδυνότητας

\*Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

### ΤΜΗΜΑ 12: Οικολογικές πληροφορίες

- \*12.1 Τοξικότητα
- \*Υδατική τοξικότητα: Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- \*12.2 Ανθεκτικότητα και ικανότητα αποδόμησης Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- \*12.3 Δυνατότητα βιοσυσσώρευσης Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.
- \*12.4 Κινητικότητα στο έδαφος Δεν διατίθενται άλλες σχετικές πληροφορίες.

(συνέχεια στη σελίδα 6)

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας**  
**σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.03.2024

Αριθμός έκδοσης 15

Αναθεώρηση: 09.03.2024

**Όνομασία του προϊόντος στο εμπόριο: SULPHURIC ACID 0.02N (0.01M)**  
**Analytical Volumetric Solution**

(συνέχεια από τη σελίδα 5)

**\*12.5 Αποτελέσματα της αξιολόγησης ABT και αΑαB****\*ABT:** Μη χρησιμοποιήσιμο**\*ΑΑαB:** Μη χρησιμοποιήσιμο**\*12.6 Ιδιότητες ενδοκρινικής διαταραχής**

Το προϊόν δεν περιέχει ουσίες με ιδιότητες που διαταράσσουν το ενδοκρινικό σύστημα.

**\*12.7 Άλλες αρνητικές επιπτώσεις****\*Περαιτέρω οικολογικές ενδείξεις:****\*Γενικές οδηγίες:**

Επικίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον - Κλάση 1 (Δική μας εκτίμηση): ελαφρώς επικίνδυνο

Δεν επιτρέπεται να διεισδύει στα γήινα νερά, να αδειάζεται στο υδάτινο περιβάλλον ή στην αποχέτευση μη αραιωμένο ή σχετικά σε μεγάλες ποσότητες.

**ΤΜΗΜΑ 13: Στοιχεία σχετικά με τη διάθεση****\*13.1 Μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων****\*Σύσταση:** Δεν επιτρέπεται να εναποτίθεται μαζί με τα κοινά απορρίμματα. Μην το αδειάζετε στην αποχέτευση.**\*Ακάθαρτες συσκευασίες:****\*Σύσταση:** Η εναπόθεση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες.**\*Συνιστάται ως μέσον καθαρίσματος:** Νερό, ενδεχομένως προσθέτετε ένα μέσον καθαρισμού.**ΤΜΗΜΑ 14: Πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά**

<b>*14.1 Αριθμός OHE ή αριθμός ταυτότητας</b> <b>*ADR, ADN, IMDG, IATA</b>	εκπίπτει
<b>*14.2 Οικεία ονομασία αποστολής OHE</b> <b>*ADR, ADN, IMDG, IATA</b>	εκπίπτει
<b>*14.3 Τάξη/-εις κινδύνου κατά τη μεταφορά</b> <b>*ADR, ADN, IMDG, IATA</b> <b>*κλάση</b>	εκπίπτει
<b>*14.4 Ομάδα συσκευασίας</b> <b>*ADR, IMDG, IATA</b>	εκπίπτει
<b>*14.5 Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι:</b> <b>*Θαλάσσιος Ρυπαντής:</b>	Όχι
<b>*14.6 Ειδικές προφυλάξεις για τον χρήστη</b>	Δεν έχει εφαρμογή
<b>*14.7 Θαλάσσιες μεταφορές χύδην σύμφωνα με τις πράξεις του IMO</b>	Δεν έχει εφαρμογή
<b>*Μεταφορά/Πρόσθετες Πληροφορίες:</b>	Σύμφωνα με τις ανωτέρω προδιαγραφές δεν είναι επικίνδυνο.
<b>*UN "Model Regulation":</b>	εκπίπτει

GR

(συνέχεια στη σελίδα 7)

**Δελτίο δεδομένων ασφαλείας  
σύμφωνα με το 1907/2006/ΕΚ, Άρθρο 31**

Ημερομηνία εκτύπωσης: 09.03.2024

Αριθμός έκδοσης 15

Αναθεώρηση: 09.03.2024

**Ονομασία του προϊόντος στο εμπόριο: SULPHURIC ACID 0.02N (0.01M)  
Analytical Volumetric Solution**

(συνέχεια από τη σελίδα 6)

### ΤΜΗΜΑ 15: Στοιχεία νομοθετικού χαρακτήρα

**\*15.1 Κανονισμοί/νομοθεσία σχετικά με την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον για την ουσία ή το μείγμα**

**\*Οδηγία 2012/18/ΕΕ**

**\*Κατονομαζόμενες επικίνδυνες ουσίες - ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι** κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

**\*Οδηγία 2011/65/ΕΕ για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό - Παράρτημα ΙΙ**

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

**\*ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2019/1148**

**\*Παράρτημα Ι - ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ ΥΠΟ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ (Ανώτατη τιμή ορίου για τους σκοπούς της χορήγησης άδειας σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 3)**

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

**\*Παράρτημα ΙΙ - ΔΗΛΩΤΕΕΣ ΠΡΟΔΡΟΜΕΣ ΟΥΣΙΕΣ ΕΚΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΛΩΝ**

κανένα από συστατικά στοιχεία δεν περιέχεται στη λίστα

**\*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 273/2004 περί των προδρόμων ουσιών των ναρκωτικών**

CAS: 7664-93-9 | θειικό οξύ

3

**\*Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 111/2005 σχετικά με τη θέσπιση κανόνων για την παρακολούθηση του εμπορίου πρόδρομων ουσιών ναρκωτικών μεταξύ της Κοινότητας και τρίτων χωρών**

CAS: 7664-93-9 | θειικό οξύ

3

**\*Εθνικές διατάξεις:**

**\*Κατηγορία Επικινδυνότητας για το Υδάτινο Περιβάλλον: WGK 1 (Δική μας εκτίμηση):** Ελαφρώς επικίνδυνο

**\*15.2 Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:** Η αξιολόγηση χημικής ασφάλειας δεν πραγματοποιήθηκε.

### ΤΜΗΜΑ 16: Λοιπές πληροφορίες

Αυτές οι δηλώσεις βασίζονται στο σημερινό επίπεδο των γνώσεών μας, δεν αποτελούν εγγύηση για τις ιδιότητες των προϊόντων ούτε αιτιολογούν τη δημιουργία συμβατικών υποχρεώσεων.

**\*Τομέας που εκδίδει το Δελτίο Δεδομένων: Health and Safety**

**\*Για πληροφορίες απευθυνθείτε: sds@reagecon.ie**

**\*Συντμήσεις και αρκτικόλεξα:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative