



Descripción	El uniSPEC 2 es un espectrofotómetro UV/VIS básico económico para aplicaciones de laboratorio farmacéutico, bioquímico y clínico como p.ej. análisis cuantitativos, cinética, escaneado de longitud de onda, análisis de ADN/proteínas y pruebas múltiples longitudes de onda. Es posible almacenar 200 curvas de calibración. Para prolongación de su vida útil ambas lámparas pueden ser conectadas y desconectadas individualmente. Un diseño de lámpara preajustado posibilita un cambio de lámpara rápido y sencillo.	
Suministrado con:	Fotómetro, manual, 4 células de vidrio y 2 células de cuarzo	
Especificaciones	Sistema óptico:	Sistema de haz único, rejilla 1200 líneas/mm, Detector de fotodiodo de silicio
	Rango de longitud de onda:	190 - 1100 nm
	Ancho de banda espectral:	2 nm
	Exactitud de longitud de onda:	±0,5 nm
	Reproducibilidad de longitud de onda:	0,3 nm
	Ajuste de longitud de onda:	automatisch
	Exactitud fotométrica:	±0,5 % T
	Reproducibilidad fotométrica:	0,3 % T
	Rango fotométrico:	-0,3-3 A, 0-200 % T, 0-9999 C
	Estabilidad fotométrica:	±0,002 A/h a 500 nm
	Luz dispersa:	≤0,1 % T
	Emisión de datos:	Puerto USB
	Salida de impresora:	Puerto en paralelo
	Pantalla:	128 x 64 Dots LCD
	Soporte estándar de celda:	Cambiador de celda de 10 mm de 4 posiciones
	Lámparas:	Lámpara de deuterio y wolframio
	Dimensiones (A x P x H):	460 x 360 x 225 mm
	Peso:	18 kg
	Fuente de alimentación:	220 V / 50 Hz o 110 V / 60 Hz
	Garantía:	3 años

Tipo	ud.E	Código
LLG-uniSPEC 2, con conector EU	1	6.263 610
LLG-uniSPEC 2, con conector UK	1	6.263 611